

Logiciel BianQA - Mode d'emploi

BianQA permet de réaliser les tests d'homogénéité du récepteur (CR et DR), ainsi que le test de vérification des éléments défectueux non corrigés (systèmes DR) : paragraphe 8.5.4 et paragraphe 8.5.6.


ATTENTION : ces deux tests ne peuvent pas être traités de façon simultanée. Les zones d'analyse étant différentes.

Attention de toujours utiliser les mêmes incidences pour toutes les images lors de la prise des clichés (par exemple : RCC).

Concernant le test d'homogénéité du récepteur paragraphe 8.5.4, cela ne concerne pas le test de calcul du SNR dans la ROI standard qui doit être réalisé avec les outils classiques (les mêmes que ceux utilisés dans le cadre des autres tests, comme la vérification de la fonction réponse par exemple).

Sur la page d'accueil :

Cliquer sur « Homogeneity digital mammography (France) »



Logiciel BianQA - Mode d'emploi


Dans la fenêtre suivante :

- 1) sélectionner le répertoire contenant les images à analyser.


Attention, très important, les images à analyser doivent avoir un nom simple, non composé, sans espace, caractères spéciaux ou autre, du type « image1 ». L'extension n'est pas obligatoire.

- 2) Cocher la case correspondant au type d'extension des images :
 - a. Fichier ayant une extension .dcm
 - b. Fichier sans extension
 - c. Fichier ayant une extension de type ... (choix libre, critères à choisir)

- 3) Rafraîchir le contenu



Logiciel BianQA - Mode d'emploi




IMPORTANT : Avant de lancer l'analyse, il faut impérativement configurer le type d'analyse à réaliser !!

L'onglet « **General** » permet de charger les images et de lancer l'analyse.

L'onglet « **Analysis result** » permet de configurer le type d'analyse et de voir les résultats de l'analyse.


Logiciel BianQA - Mode d'emploi

L'onglet « Results overview » permet d'accéder aux résultats de l'analyse.



Logiciel BianQA - Mode d'emploi

L'onglet « Configuration » permet d'accéder à la configuration du logiciel. A réaliser avant de lancer l'analyse et ce, **avant chaque analyse** !



Dans l'onglet « Configuration » :

A) Menu « Analysis Region »

Permet de sélectionner le format de la zone à analyser.

Region auto-detection (DR : full image ; CR : 18x24cm) : **ne jamais cocher**

Use full image region : cocher pour le test **des éléments défectueux non corrigés** (DR)

Use only 18x24cm region : cocher pour le test de **vérification de l'homogénéité** (CR et DR)

Logiciel BianQA - Mode d'emploi

B) Menu « Analysis parameters »

Les valeurs par défaut sont :

Deviating ROIs (Mean PV) = 15%

Deviating ROIs (SNR) = 15%

Deviating pixels (Mean PV) = 20%

ROI size = 10 mm

Pixel Offset = 0 pixels

Ces valeurs ne doivent pas être modifiées.

C) Menu « excluded regions »

Permet de cropper les images en excluant de l'analyse certaines régions. Ce module ne s'utilise que dans un seul cas.

Ne jamais cocher les cases à l'exception du test de vérification des éléments défectueux non corrigés réalisé sur les détecteurs ANRAD (GIOTTO, SIEMENS, PHILIPS, PLANMECA).

Dans ce cas uniquement :

Seule la case « Exclude HV patch (ANRAD detector) » doit être cochée.

Permet d'éliminer automatiquement de l'analyse la zone de jonction « haute tension » et « détecteur » aveugle du détecteur d'environ 100 pixels par 100 pixels. Une fois cette case cochée, cette zone ne sera pas intégrée dans les calculs.

D) Menu « Additional excluded regions »

Permet de spécifier les zones à exclure de l'analyse. Même principe que dans le logiciel « Flatfield analyser ». Permet d'exclure de l'analyse des lignes sur les 4 côtés de l'image ou des images à analyser. Respecter les recommandations des constructeurs et de la Décision.

Logiciel BianQA - Mode d'emploi

E) Menu « Export option »

Permet de sélectionner le test qui doit être réalisé et donc le fichier qui sera exporté.

Export analysis results of deviating pixels : test des éléments défectueux non corrigés (systèmes DR)


Export analysis results of deviating ROIs (Mean PV) : test de vérification de l'homogénéité du récepteur

Export analysis results of deviating ROIs (SNR) : test non utilisé. **Ne jamais cocher cette case.**


Les tests devront être réalisés l'un après l'autre. La surface du détecteur à prendre en compte différant entre les deux tests.

Lancement de l'analyse :

Analyse des fichiers
sélectionnés



Logiciel BianQA - Mode d'emploi



Logiciel BianQA - Mode d'emploi

Quand l'analyse est terminée, cliquer dans l'onglet « Analysis results ».

The screenshot shows the BianQA software interface. The sidebar on the left has three main sections: 'General', 'Analysis results' (highlighted with a red arrow), and 'Homogeneity (France)' (highlighted with a blue arrow). The main window is titled 'analysis (France)' and contains two tabs: 'Results overview' and 'Configuration'. The 'Results overview' tab displays a table of acquisition data:

Acq. date	kV	mAs	Anode	Filter	Detector/Plate ID	Thickness
21/12/10 13:31:10	27	27	32 MOLYBDENUM	MOLYBDENUM	101	43
21/12/10 13:31:10	29	29	56 MOLYBDENUM	RHODIUM	101	43
21/12/10 13:31:10	28	28	56 MOLYBDENUM	MOLYBDENUM	101	43
21/12/10 13:31:10	27	27	16 MOLYBDENUM	MOLYBDENUM	101	43

Below the table is a histogram titled 'Deviating pixels' showing the distribution of deviating pixels across four categories (4, 3, 2, 1). To the right of the histogram is a detailed table of results with columns: X, Y, Mean, Max, Min, Count, and %. Callouts point to specific rows in this table:

- A purple callout points to row 4036, Y=3024, with the text 'Résultat test 8.5.6'.
- A blue callout points to row 4027, Y=265, with the text 'Test non réalisé – ne pas utiliser'.
- An orange callout points to row 4036, Y=3019, with the text 'Résultat test 8.5.4'.


At the bottom of the main window, there are two tabs: 'Overall results' and 'Individual results'. Callouts point to these tabs with the following text:

- A green callout points to the 'Overall results' tab with the text 'Résultat final sur l'ensemble des images'.
- A green callout points to the 'Individual results' tab with the text 'Résultat par image'.

Logiciel BianQA - Mode d'emploi

Pour sauver les résultats sous un format excel, cliquer sur la disquette :

Sauvegarder les
résultats



Les résultats sont sauvegardés sous format texte et peuvent être récupérés directement sous excel.

Les résultats non conformes sont donnés image par image. Un récapitulatif des zones (ou pixels) déviantes présentes sur l'ensemble des images est aussi donné.

Logiciel BianQA - Mode d'emploi

